






スロープの長さの選定の目安 ※車椅子の種類や介助する方の体力等により適応範囲は変化します。下の表は目安としてお使い下さい。

使用状況 (段差の高さ)	自力走行 5° 	非力な介助者 8° 	一般の介助者 12° 	最大適応段差 15° 
スロープ長	介助者なしで使用	高齢者の方が介助	健常者の方が介助	通常に使用できる限界
70cm	6cm	9cm	12cm	17cm
1.2m	10cm	15cm	21cm	30cm
1.4m	12cm	18cm	24cm	35cm
1.65m	15cm	20cm	29cm	41cm
1.85m	16cm	23cm	32cm	47cm
2.0m	18cm	25cm	35cm	50cm
2.5m	22cm	31cm	44cm	63cm
3.0m	26cm	37cm	55cm	75cm

Pacific Supply テレスコピックスロープ1843(2500)/1844(3000)

パシフィックサプライ株式会社



スライド防止用ロック
持ち運び時のスライドを防止します

サイズ(長さ)	重量	品番	TAISコード
142.7~250cm	1本8.6kg	1843(2500)	01087-000043
167.7~300cm	1本10.1kg	1844(3000)	01087-000044

最大荷重 200kg

<250cm>

<300cm>



ポータブルスロープ エッジ付

EAST I. CO., LTD.
株式会社イーストアイ

最大荷重 180kg



サイズ(長さ×幅)	重量	品番	TAISコード
25×69.5cm	1.5kg	PEK025	00465-000091
40×69.5cm	2.6kg	PEK040	00465-000092
60×69.5cm	3.9kg	PEK060	00465-000093
90×69.5cm	5.9kg	PEK090	00465-000094

<25cm>

<40cm>

<60cm>

<90cm>



ケアスロープ®



サイズ(長さ×幅)	重量	品番	TAISコード
100×70cm	5.0kg	CS-100	00093-000016
120×70cm	6.0kg	CS-120	00093-000017
150×70cm	8.0kg	CS-150	00093-000018
175×70cm	9.0kg	CS-175	00093-000019
200×70cm	10.0kg	CS-200	00093-000020
240×70cm	12.0kg	CS-240C	00093-000021
285×70cm	15.0kg	CS-285C	00093-000038

NEW

最大荷重 300kg

特長

介助者に安心な視認性のあるスロープ。
利用者に扱いやすい2つ折りで、設置
ライン表示により簡単に設置。

<100cm>



<120cm>



<150cm>



<175cm>



<200cm>



<240cm>



<285cm>



インタースロープ (76cm幅)



敷居の段差



玄関先の段差

サイズ(高さ×奥行)	重量	品番	TAISコード
1.5×5cm	0.25kg	MSRP1576	00054-000174
2.0×7cm	0.36kg	MSRP2076	00054-000175
2.5×9cm	0.56kg	MSRP2576	00054-000176
3.0×11cm	0.75kg	MSRP3076	00054-000177
3.5×13cm	1.0kg	MSRP3576	00054-000178
4.0×15cm	1.1kg	MSRP4076	00054-000179
4.5×17cm	2.1kg	MSRP4576	00054-000180
5.0×19cm	2.9kg	MSRP5076	00054-000181
5.5×21cm	2.6kg	MSRP5576	00054-000182
6.0×23cm	3.7kg	MSRP6076	00054-000183

特長

小さな段差による歩行時のつまずきの防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。ずれにくい特殊なエラストマー素材により、置くだけで屋内から屋外まで、安全に使えます。

<1.5cm>



<2.0cm>



<2.5cm>



<3.0cm>



<3.5cm>



<4.0cm>



<4.5cm>



<5.0cm>



<5.5cm>



<6.0cm>

